


ОМ-СИГМА

СТОЛЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМНЫЕ СО СМЕННЫМИ ПАНЕЛЯМИ

- Инновационный подход к организации процесса работы операционного зала. Позволяет сократить время между операциями и облегчить работу персонала
- Мультифункциональная система с возможностью конфигурации операционного зала в соответствии со специализацией
- Оптимальная возможность исключения этапа промежуточной перекладки пациента, снижая риски его травмирования



- Возможность установки/снятия панели с двух сторон
- Надежная и эргономичная система крепления съемных секций
- Стол может быть адаптирован в интегрированную систему управления по согласованному интерфейсу



Пульт управления проводной



Пульт управления беспроводной



Пульт управления беспроводной

ОМ-СИГМА

СТОЛЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМНЫЕ СО СМЕННЫМИ ПАНЕЛЯМИ



ТУМБЫ ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА

- Направляющая колонна содержит электрогидравлический привод, который управляет всеми движениями панели: подъем/опускание, боковой наклон влево/вправо, наклон по Тренделенбургу и анти-Тренделенбургу
- В колонне тумбы расположены аккумуляторные батареи
- Управление основными положениями стола осуществляется пультом управления, пультом управления беспроводным или пультом на колонне тумбы



ТУМБА СТАЦИОНАРНАЯ

Жесткая фиксация к полу позволяет обеспечить максимальную устойчивость стола. В основании располагается механизм поворота колонны вокруг своей оси



ТУМБА МОБИЛЬНАЯ

Конструкция со встроенными колесными опорами сочетает мобильность, удобство доступа и устойчивость стола



ТУМБА (ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ ТРАНСПОРТЕРОМ)

Плоское основание обеспечивает устойчивость операционного стола и удобный доступ к панели стола. При необходимости тумба перемещается с помощью транспортера (транспортер входит в состав комплекта)

ОМ-СИГМА

СТОЛЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМНЫЕ СО СМЕННЫМИ ПАНЕЛЯМИ


СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА

- Стол ОМ-СИГМА может использоваться с тремя видами панелей: универсальной, специальной, диагностической

ПАНЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ




Предназначена для всех видов хирургии.
Панель стола – рентгенопрозрачна. На панели предусмотрены боковые направляющие для крепления принадлежностей.
Продольный сдвиг - 320 мм



ПАНЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ




Позволяет выполнять травматологические и ортопедические операции на нижних конечностях и плечевом суставе.
Обеспечивается удобное рабочее положение и хороший доступ к оперируемой области. Возможно снятие сегментов панели при нахождении пациента на столе. Продольный сдвиг - 250 мм



ПАНЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ



Изготовлена из карбонового волокна. Предназначена для проведения широкого спектра интервенционных диагностических и лечебных рентгенохирургических процедур с использованием рентгеноаппарата с С-дугой, а также в составе ангиографического комплекса. Продольный сдвиг - 490 мм



ОМ-СИГМА


СТОЛЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМНЫЕ СО СМЕННЫМИ ПАНЕЛЯМИ


СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ СИСТЕМНЫЙ СО СМЕННЫМИ ПАНЕЛЯМИ	ТИП ТУМБЫ	ВИД ПАНЕЛИ
ОМ-СИГМА-06	Тумба (перемещаемая транспортером)	универсальная
ОМ-СИГМА-07		специальная
ОМ-СИГМА-08		диагностическая
ОМ-СИГМА-09	Мобильная	универсальная
ОМ-СИГМА-10		специальная
ОМ-СИГМА-11		диагностическая
ОМ-СИГМА-12	Стационарная	универсальная
ОМ-СИГМА-13		специальная
ОМ-СИГМА-14		диагностическая


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПАНЕЛИ












Тележка для транспортирования панели с подъемом







Тележка для транспортирования панели

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НОЖНОЙ



Применяется совместно с комплектами КПП:

для универсальной панели

01020304050607080910111213

15161718

262728293031323334353637383940414243

для специальной панели

01030405060708

151618

2627293031323436373839404143

для диагностической панели

01

151618

26303132373839404143