



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 19:29 14.10.2025 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 191614;
2. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/03363682 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/03363682);
3. Дата государственной регистрации медицинского изделия: 13.10.2025;
4. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
5. Наименование медицинского изделия: Система электрохирургическая высокочастотная «Эндомедиум +» по ТУ 32.50.50-026-47086606-2025 в вариантах исполнения. Система электрохирургическая высокочастотная «Эндомедиум +» по ТУ 32.50.50-026-47086606-2025 в вариантах исполнения: 1. Система электрохирургическая высокочастотная «Эндомедиум +» в варианте исполнения WizardCut® по ТУ 32.50.50-026-47086606-2025, в составе: 1.1. Блок управления, арт. 26679 – 1 шт. 1.2. Педаль, арт. 468353.007 – 1 шт. 1.3. Шнур питания, арт. 29228 – 1 шт. 1.4. Монополярный кабель, арт. К501-05 (при необходимости) – 1 шт. 1.5. Монополярный кабель, арт. К501-11 (при необходимости) – 1 шт. 1.6. Биполярный кабель, арт. К501-21 (при необходимости) – 1 шт. 1.7. Биполярный кабель, арт. К501-29 (при необходимости) – 1 шт. 1.8. Биполярный кабель, арт. К501-17 (при необходимости) – 1 шт. 1.9. Биполярный кабель, арт. К501-09 (при необходимости) – 1 шт. 1.10. Биполярный кабель, арт. К501-12А (при необходимости) – 1 шт. 1.11. Держатель электродов с кнопками управления, арт. 5013-22 (при необходимости) – 1 шт. 1.12. Держатель электродов с кнопками управления, арт. 5013-20 (при необходимости) – 1 шт. 1.13. Кабель пассивного электрода, арт. К501-07 (при необходимости) – 1 шт. 1.14. Кабель пассивного электрода, арт. К501-14 (при необходимости) – 1 шт. Эксплуатационная документация: 1.15. Руководство по эксплуатации – 1 шт. 2. Система электрохирургическая высокочастотная «Эндомедиум +» в варианте исполнения WizardCut® Argon по ТУ 32.50.50-026-47086606-2025, в составе: 2.1. Блок управления, арт. 34765 – 1 шт. 2.2. Педаль, арт. 468353.007 – 1 шт. 2.3. Шнур питания, арт. 29228 – 1 шт. 2.4. Шланг высокого давления, арт. 302645.006 – 1 шт. 2.5. Монополярный кабель, арт. К501-05 (при необходимости) – 1 шт. 2.6. Монополярный кабель, арт. К501-11 (при необходимости) – 1 шт. 2.7. Биполярный

кабель, арт. К501-21 (при необходимости) – 1 шт. 2.8. Биполярный кабель, арт. К501-29 (при необходимости) – 1 шт. 2.9. Биполярный кабель, арт. К501-17 (при необходимости) – 1 шт. 2.10. Биполярный кабель, арт. К501-09 (при необходимости) – 1 шт. 2.11. Биполярный кабель, арт. К501-12А (при необходимости) – 1 шт. 2.12. Держатель электродов с кнопками управления, арт. 5013-22 (при необходимости) – 1 шт. 2.13. Держатель электродов с кнопками управления, арт. 5013-20 (при необходимости) – 1 шт. 2.14. Кабель пассивного электрода, арт. К501-07 (при необходимости) – 1 шт. 2.15. Кабель пассивного электрода, арт. К501-14 (при необходимости) – 1 шт. Эксплуатационная документация: 2.16. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

6. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

7. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

8. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

9. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ООО "ЭНДОМЕДИУМ +";

10. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 420044, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, ПРОСПЕКТ ЯМАШЕВА, ДОМ 36, ОФИС 401;

11. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 420044, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, ПРОСПЕКТ ЯМАШЕВА, ДОМ 36, ОФИС 401;

12. ОКП/ОКПД2: 32.50.50.121;

13. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;

14. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: для резания, монополярной и биполярной коагуляции мягких тканей человека током высокой частоты с помощью электрохирургических принадлежностей в условиях хирургических отделений медицинских учреждений;

15. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 228980; 260500;

16. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "ЭНДОМЕДИУМ +", 420085, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 79А;

17. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

18. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
228980	2. Система электрохирургическая высокочастотная «Эндомедиум +» в варианте исполнения WizardCut® Argon по ТУ 32.50.50-026-47086606-2025
260500	1. Система электрохирургическая высокочастотная «Эндомедиум +» в варианте исполнения WizardCut® по ТУ 32.50.50-026-47086606-2025

Выписка выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и носит информационный характер.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11